

Fiche de recommandations pour la préparation et l'envoi de Matériel Végétal

Version 8 - 16 janvier 2014



MAJ 26/01/2016 16:18



	Type de matériel	
	matériel frais	matériel déshydraté
Type de contenant	plaque 1.2ml abgene réf. : AB-0564	
Quantité de matériel	de 20 à 30 mg (mini extraction) de 80 à 100mg (maxi extraction)	de 10 à 20 mg (mini extraction) de 40 à 60mg (maxi extraction)
Mode de scellage	film thermosoudable 'easy peel 'ou équivalent	
Identification de la plaque	N° de prestation visible sur la plaque ainsi que son nom (comme ci-dessous)	
transport	Carboglace	t°ambiante

En cas d'impossibilité de fournir des échantillons dans les spécifications ci-dessus, Merci de prendre contact avec le responsable de la plateforme -Charles Poncet, 04.73.62.48.54, charles.poncet@clermont.inra.fr

!!!! Attention au conditionnement de vos plaques afin de limiter la casse !!!!

Adresse de livraison	Plateforme Gentyane INRA UMR 1095 GDEC 5 chemin de Beaulieu 63039 Clermont-Ferrand cedex2	Pensez à joindre vos plans de plaques
		!!!Eviter les envois en fin de semaine!!!

